


# UPRZĄŻ HUNOVA



Movendo Technology oferuje system podwieszenia do urządzeń huno/hunova/huno s. To rozwiązanie pozwala pacjentom ćwiczyć równowagę, będąc wygodnie podpiętym w uprząży bezpieczeństwa. Pozwala to zarówno fizjoterapeucie, jak i pacjentowi ćwiczyć trudne i skupione na funkcji ćwiczenia równowagi, które mogą prowadzić do szybszych postępów w terapii. System jest przydatny dla każdego, kto ma problemy z chodem lub równowagą (tj. osoby starsze, choroba Parkinsona, udar, stwardnienie rozsiane, urazowe uszkodzenie mózgu, zawroty głowy, neuropatia obwodowa, niecałkowite uszkodzenie rdzenia kręgowego).




- a. Hunova z uprzążą bezpieczeństwa
- b. Kamizelka z szelkami
- c. Uprząż z możliwością wydłużenia
- d. Karabinek zakręcany

*(Korzystanie z uprząży bezpieczeństwa powinno odbywać się pod stałym nadzorem wykwalifikowanego personelu)*

# UPRZAŻ HUNOVA

## KORZYŚCI:

- Możliwość ćwiczenia równowagi bez ryzyka kontuzji.
- Zmniejszenie strachu i obawy przed upadkiem podczas wykonywania trudnych zadań.
- Rozpoczęcie ambitnego treningu równowagi już we wczesnym etapie rehabilitacji.
- Trening trudnych czynności w bezpieczny sposób.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

- Całkowity rozmiar hunovy z kamizelką: 214,7 cm (84,5 cala)
- Rozmiar z boku się nie zmienia, hunova jest tylko dłuższa
- Minimalna wysokość sufitu: 238 cm (93,7 cala)
- Maksymalna wysokość sufitu: 258 cm (101,5 cala)
- Maksymalna dopuszczalna masa ciała pacjenta: 150 kg (331 funtów)
- Maksymalny dopuszczalny wzrost pacjenta (korzystając z kamizelki): 195 cm (76,7 cali)

